

IDEXX VetLab Station

Guía de consulta rápida



Nota: Para obtener más información sobre el uso de la IDEXX VetLab* Station (por ejemplo, añadir pruebas a un análisis, obtener tendencias y reasignar resultados, introducir resultados de test SNAP* y mucho más), visite idexx.com/library y/o idexxlearningcenter.com.

Navegación por la pantalla de inicio

Analyze Sample (Analizar muestra)

Inicie un análisis de muestras. Introduzca la información y seleccione el instrumento que desea utilizar.

Records (Registros)

Encuentre un registro existente para ver, imprimir o establecer tendencias de los resultados del paciente.

Instruments (Instrumentos)

Acceda a la información y utilidades específicas del sistema del analizador.

Settings (Ajustes)

Personalice sus opciones para adaptarse a su flujo de trabajo clínico.

Pending list (Lista pendiente)

Vea qué pacientes tienen solicitudes abiertas en su sistema de gestión de información de práctica integrada.

Census list (Lista del censo)

Sepa qué pacientes están registrados actualmente a través de su sistema de gestión de información de práctica integrada.

Indicador IDEXX SmartService*

El color del punto indica el Estado de conexión de las soluciones de IDEXX SmartService*:

- Verde: conectado
- Amarillo: en el proceso de conexión
- Rojo: fuera de línea
- Gris: desactivado

Message center (Centro de mensajes)

Pulse para ver notificaciones de IDEXX como actualizaciones de software, avisos importantes, etc. (se prefiere la conexión SmartService)



In-House Results (Resultados internos)

Para ver y/o imprimir rápidamente los resultados del paciente generados en los últimos 2 días, seleccione un paciente en esta lista y luego pulse **View (Ver)** y/o **Print (Imprimir)**.

Para ver una lista de todos los resultados históricos del paciente, pulse **View All (Ver todo)**.

Iconos de estado del instrumento

Sepa qué instrumentos están funcionando y/o disponibles con iconos codificados por colores.

- **Ready (Listo)** (verde): conectado y comunicado.
- **Busy (Ocupado)** (amarillo): actualmente en uso.
- **Standby (En espera)** (amarillo): el analizador está en modo de espera.
- **In process (En proceso)** (gris): actualmente se utiliza para un paciente en particular.
- **Offline (Fuera de línea)** (negro): se ha perdido la conexión.
- **Alert (Alerta)** (rojo): se ha producido un problema; toque el icono para obtener más información.

Inicio de un análisis de muestras *sin* un sistema de gestión de información clínica

Si es un paciente nuevo:

1. Pulse **Analyze Sample (Analizar muestra)** en la pantalla de inicio.
2. Pulse **Add New Patient (Añadir nuevo paciente)**, introduzca la información del paciente/cliente y pulse **Next (Siguiente)**.
3. Confirme/especifique la información del paciente/clínica, seleccione el/los icono(s) del instrumento que desee y toque **Ejecutar**.

Si es un paciente existente:

1. Pulse **Analyze Sample (Analizar muestra)** en la pantalla de inicio.
2. Pulse en el cuadro Patient (Paciente), Last Name (Apellido) o Client ID (ID del cliente) y, a continuación, empiece a escribir la información correspondiente. A continuación, pulse para seleccionar el paciente deseado de la lista y pulse **Next (Siguiente)**.
3. Confirme/especifique la información del paciente/clínica, seleccione el/los icono(s) del instrumento que desee y toque **Ejecutar**.

Si es una situación de emergencia:

1. Pulse **Analyze Sample (Analizar muestra)** en la pantalla de inicio.
2. Toque **Stat (Estadística)**.
3. Seleccione **Species (Especie)** y **Life Stage (Etapas de la vida)**. El sistema introduce automáticamente una marca de tiempo única para identificar al paciente (que puede utilizarse más tarde al reasignar los resultados de las pruebas).
4. Pulse **Next (Siguiente)**.
5. Seleccione los iconos del instrumento que desee y pulse **Run (Analizar)**.

Visualización e impresión de resultados

1. Acceda a los resultados del paciente utilizando uno de los métodos siguientes:
 - Para acceder a los resultados inmediatamente después de completar el análisis, pulse **View Results (Ver resultados)** en el mensaje New Results Alert (Alerta de nuevos resultados).
 - Para acceder a los resultados generados en los últimos 2 días, pulse el paciente en la lista de resultados internos de la pantalla de inicio y luego toque **View (Ver)**.
 - Para acceder a todos los resultados históricos, puede hacer lo siguiente:
 - Pulse **Records (Registros)** en la pantalla de inicio, busque el paciente que desee y pulse **View Records (Ver registros)**, y, a continuación, seleccione los resultados que desee ver y pulse **View Results (Ver resultados)**.
 - Pulse **View All (Ver todo)** debajo de la lista de resultados internos de la pantalla de inicio, encuentre los resultados deseados en las páginas numeradas y, a continuación, toque para ver los resultados. Para imprimir, seleccione las casillas de verificación junto a los resultados deseados y pulse **Print (Imprimir)**.
2. Pulse la pestaña que contiene los resultados deseados.
3. Pulse **Print (Imprimir)**.

Inicio de un análisis de muestras *con* un sistema de gestión de información clínica

Si tiene un sistema de gestión de información clínica integrado:

1. Pulse en el paciente deseado de la lista Pending (Pendiente) o Census (Censo) en la pantalla de inicio y luego toque **Run (Analizar)**.
2. Confirme/especifique la información del paciente/clínica, seleccione el/los icono(s) del instrumento que desee y toque **Ejecutar**.

Mantenimiento semanal

IDEXX recomienda reiniciar el sistema semanalmente; solo tiene que pulsar el icono de apagado  en la pantalla de inicio y luego pulsar **Restart (Reiniciar)**.

Para obtener más información sobre el mantenimiento de los analizadores internos de IDEXX, visite idexx.com/library o idexxlearningcenter.com.

Personalización de los ajustes

Puede personalizar la IDEXX VetLab Station para satisfacer las necesidades de su clínica, simplemente haga clic en **Settings (Ajustes)** en la pantalla de inicio y luego seleccione la pestaña correspondiente:

- **SmartService:** habilite SmartService Solutions y supervise su conexión.
- **VetConnect PLUS:** active VetConnect* PLUS en su IDEXX VetLab Station para cargar automáticamente todos los resultados de las pruebas internas. (No disponible en todas las regiones).
- **Practice Management (Gestión clínica):** identifique el sistema de gestión de la información clínica que utiliza su clínica y su método para conectarse a la IDEXX VetLab Station.
- **Time and Date (Hora y fecha):** ajuste la configuración de fecha y hora del sistema.
- **Practice Info (Información clínica):** añada/elimina nombres de médicos del sistema.
- **Reports (Informes):** personalice la calidad de impresión, el color de los resultados fuera de rango en informes impresos, el formato del informe y mucho más.
- **Report Header (Encabezado de informe):** añada su información clínica a la parte superior de los informes o deje espacio para acomodar su membrete.
- **News Results Alert (Alerta de nuevos resultados):** determine si desea recibir notificaciones de nuevos resultados mediante un mensaje de alerta, un pitido o ambos.
- **Printers (Impresoras):** seleccione una impresora instalada y elija opciones para impresión automática de informes y formato de papel.
- **Sample ID (ID de muestra):** personalice la información que aparece en la pantalla Patient Search (Búsqueda de pacientes).
- **Home Screen (Pantalla de inicio):** personalice la información que aparece en la pantalla de inicio.
- **Language (Idioma):** seleccione el idioma y el país del sistema.
- **Units (Unidades):** seleccione las unidades de medida deseadas para los resultados de las pruebas.



Servicio técnico de IDEXX

EE. UU./Canadá 1-800-248-2483

Europa idexx.eu

Australia 1300 44 33 99

Nueva Zelanda 0800 83 85 22

Brasil 0800-777-7027

América Latina tecnico-latam@idexx.com

China 400-678-6682

Corea del Sur 080 7979 133

Taiwán 0800 291 018

Japón 0120-71-4921