

Solicitud de pruebas de Catalyst Cortisol en su PIMS

Recientemente hemos añadido una nueva prueba para la plataforma bioquímica Catalyst™: la prueba Catalyst™ Cortisol. Dado que la prueba Catalyst Cortisol tiene múltiples protocolos recomendados con muchos pasos (como la estimulación antes y después con ACTH y la inhibición con dosis baja de dexametasona antes, después de 4 horas y después de 8 horas), hay múltiples paneles/perfiles que se pueden seleccionar. Siga los pasos que se indican a continuación para asegurarse de que está listo para realizar la prueba cuando la necesite.

Nota: Al fijar el precio de las pruebas de Catalyst Cortisol, tenga en cuenta que el número de pruebas necesarias (como se muestra en la columna situada más a la derecha a continuación) variará según el protocolo.

Paso 1: Implemente los nuevos paneles/perfiles Catalyst Cortisol en su PIMS (si es necesario).

Si utiliza el software Cornerstone™ versión 8.4 o posterior: Vincule los perfiles de Catalyst Cortisol que figuran en la columna sombreada en gris a continuación. Si los perfiles no aparecen, póngase en contacto con el servicio de asistencia de Cornerstone llamando al 1-800-695-2877.

Si utiliza un sistema de gestión de información de clínica (PIMS) diferente: Habilite, active o añada manualmente los paneles Catalyst Cortisol en la columna sombreada en azul que aparece a continuación (si es necesario).

Nombres de perfil para Cornerstone 8.4 o posterior	Nombres (y códigos) de los paneles para otros PIMS	Utilícelo con este protocolo para...	Número de pruebas requeridas
Muestra de cortisol en reposo simple	DEXX VetLab Catalyst Cortisol Simple - En reposo (CortRest)	Descartar hipoadrenocorticismo	1
Cort (En reposo simple) TherMonitor	IDEXX VetLab Catalyst Cortisol Simple - Monitorización de trilostano (CortSingleTM)	Monitorizar hipercortisolismo	1
Estim ACTH Catalyst Cortisol	Prueba de estimulación con ACTH IDEXX VetLab Catalyst Cortisol (CortACTHPre+Post)	Diagnosticar hipoadrenocorticismo o hipercortisolismo	2
Estim ACTH Catalyst TherMonitor	Prueba de estimulación con ACTH IDEXX VetLab Catalyst Cortisol: monitorización del trilostano (CortTMACTHPre+Post)	Monitorizar el tratamiento del hipercortisolismo	2
Inhibición dex dosis baja Catalyst	Prueba de inhibición con dexametasona en dosis baja (CortLDDSPre+4Hr+8Hr) de DEXX VetLab Catalyst Cortisol	Diagnosticar hipercortisolismo	3
Inhibición dex dosis alta Catalyst	Prueba de inhibición con dexametasona en dosis alta IDEXX VetLab Catalyst Cortisol (CortHDDSPre+4Hr+8Hr)	Diferenciar entre hipercortisolismo hipofisario y suprarrenal	3
Cortisol post ACTH	IDEXX VetLab Catalyst Cortisol: después de ACTH (CortPostACTH)	Seguimiento de un resultado de «Cortisol en reposo simple»	1
Cortisol otros	IDEXX VetLab Catalyst Cortisol:otros (CortOther)	Otros	Puede variar

Paso 2: Solicite el panel/perfil de Catalyst Cortisol que desee en su PIMS.

El proceso para solicitar pruebas varía según el PIMS; consulte la documentación de ayuda de su PIMS para obtener instrucciones detalladas.

Paso 3: Inicie la ejecución de Catalyst Cortisol en IDEXX VetLab Station.

Siga los pasos que se indican a continuación para garantizar que los resultados se registren correctamente y para recibir comentarios interpretativos completos.

IMPORTANTE: Si dispone tanto de un analizador Catalyst One como de un analizador Catalyst Dx y desea realizar un seguimiento de los resultados de cortisol de un paciente o realizar pruebas adicionales o pruebas de cortisol en varios pasos, IDEXX recomienda que todas las pruebas de cortisol se realicen en el mismo analizador con el mismo tipo de muestra.

	Para pruebas de cortisol iniciales	Para pruebas adicionales /pruebas de cortisol en varios pasos*
Analizador de bioquímica Catalyst One™	Inicie la ejecución en IDEXX VetLab™ Station. En la pantalla Seleccionar equipos, pulse Catalyst One y luego Cortisol . Seleccione el protocolo deseado y los pasos adicionales del protocolo, pulse Guardar y, a continuación, pulse Analizar .	Todos los pasos del protocolo seleccionados al procesar la prueba inicial aparecen en la lista En curso en la pantalla de Inicio de la IDEXX VetLab Station. Cuando llegue el momento de procesar la próxima muestra, pulse la siguiente prueba disponible en la lista, pulse En cola y, luego, Iniciar análisis .
Analizador de bioquímica Catalyst Dx™	Inicie el análisis en la IDEXX VetLab Station como lo haría normalmente. Al final del análisis, identifique el protocolo y el paso del protocolo cuando se le solicite y luego pulse Enviar. Nota: Si decide introducir el protocolo/paso del protocolo más adelante, pulse el paciente en la lista En curso, pulse Añadir detalles y, a continuación, seleccione la información del protocolo del paciente.	Para asegurarse de que los resultados adicionales se agrupen con el resultado inicial y recibir comentarios interpretativos: 1. Localice el resultado de cortisol inicial del paciente en la IDEXX VetLab Station O seleccione el paciente en cuestión de la Lista de pendientes en la pantalla de Inicio. 2. Pulse Añadir análisis y luego pulse Adjuntar resultados. 3. En la pantalla Seleccionar equipos, seleccione Catalyst Dx. 4. Cuando se le solicite al final del análisis, seleccione la información del protocolo de análisis y después pulse Enviar.

* Cuando se añaden pruebas adicionales como parte de las pruebas de cortisol en varios pasos, los resultados se presentan desde la última prueba adicional (arriba) hasta la prueba inicial (abajo); los comentarios interpretativos exhaustivos aparecen con los resultados más recientes.