

Ciclos de atemperamiento de las pruebas IDEXX SNAP

Guía de atemperamiento

¿Qué son los ciclos?

Los ciclos de atemperamiento son el proceso por el que sus pruebas SNAP se llevan a temperatura ambiente, sacándolas del frigorífico y volviéndolas a introducir en el frigorífico al finalizar el turno. Las pruebas SNAP emplean la tecnología ELISA, que generalmente tiene que refrigerarse para mantener su elevado nivel de precisión. Si, durante su jornada laboral, somete las pruebas temprano a este ciclo, puede eliminar el tiempo de espera para que las pruebas se atemperen, lo cual le permitirá realizar las pruebas durante su turno de una manera eficaz y precisa.

Paso a paso:

- 1. Compruebe la tabla (dele la vuelta a la hoja):** remítase a la tabla para comprobar los límites de temperatura y ciclos para cada producto SNAP.
- 2. Controle el tiempo:** anote la hora a la que saca el producto del frigorífico para controlar la frecuencia de los ciclos.
- 3. No retire el embalaje:** mantenga la prueba SNAP en su envase de papel de aluminio y el conjugado en el frasco.
- 4. Use a conveniencia:** cuando lo tenga todo listo para usar la prueba, no tendrá que esperar a que se atempere.
- 5. Devuelva el producto a tiempo:** Si no lo va a usar, devuelva el producto al frigorífico en el intervalo especificado (8 o 14 horas, en función del producto).



| REQUISITOS DE ALMACENAMIENTO | NOMBRE DE LA PRUEBA | DURACIÓN DE CICLO MÁXIMA | PAUTAS DEL CICLO |
|-------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| Temperatura ambiente o frigorífico (2 °C-25 °C) | SNAP® 4Dx® Plus [†] | 14 horas | Se pueden hacer a hasta 30 ciclos |
| | SNAP Leish 4Dx [†] | 14 horas | |
| | SNAP Leishmania [†] | 14 horas | |
| | SNAP® Heartworm RT | 8 horas | |
| | SNAP® Parvo | 8 horas | |
| Frigorífico (2 °C-8 °C) | SNAP® Feline Triple® | 14 horas | |
| | SNAP® cPL™ | 8 horas | |
| | SNAP® fPL™ | 8 horas | |
| | SNAP® Feline proBNP | 8 horas | |
| | SNAP® FeLV | 8 horas | |
| | SNAP® FeLV/FIV Combo Plus | 8 horas | |
| | SNAP® Foal IgG | 8 horas | |
| | SNAP® Giardia | 8 horas | |
| | SNAP® Lepto | 8 horas | |
| | SNAP® Cortisol | 8 horas | |

†El método de almacenamiento repercute en la fecha de caducidad de SNAP 4Dx Plus, SNAP Leish 4Dx y SNAP Leishmania. En caso de un almacenamiento a temperatura ambiente, las pruebas caducarán a los seis meses y no podrán prolongarse mediante la refrigeración. En caso de un almacenamiento en el frigorífico, las pruebas caducarán en el fecha indicada en el envase del producto.

Apoyo en cada prueba SNAP

Cada prueba SNAP le da acceso a un completo ecosistema de diagnóstico. Este incluye algoritmos de diagnóstico, consultores médicos, pruebas de seguimiento en el Laboratorio de Referencia y mucho más. Por lo tanto, contará con todo el apoyo que su clínica necesita.

Si desea realizar un pedido, visite pedido.idexx.es o contacte con su delegado de IDEXX.



© 2023 IDEXX Laboratories, Inc. Todos los derechos reservados. • 09-2690980-00 • La política de privacidad de IDEXX está disponible en idexx.es.
*4Dx, SNAP, SNAP Pro y VetConnect son marcas comerciales o registradas de IDEXX Laboratories, Inc. o de sus filiales en Estados Unidos u otros países.