



# Safety information for Coag Dx Fresh and Citrate Whole Blood Control Fluid (99-14727, 99-14728)



Choose your language

Choisissez votre langue

Scegli la lingua

Seleccione su idioma

Wählen Sie Ihre Sprache aus

Seleccione su idioma

Wybierz język

Kies je taal

Zvolte jazyk

选择你的语言

選擇您的語言

언어를 선택하세요

เลือกภาษาของท่าน

言語を選択してください

[English](#)

[Deutsch](#)

[Polski](#)

[한국](#)

[Français](#)

[Português do Brasil](#)

[简体中文](#)

[ภาษาไทย](#)

[Italiano](#)

[Čeština](#)

[繁體中文](#)

[日本語](#)

[Español](#)

[Nederlands](#)

# Safety information for Coag Dx Fresh and Citrate Whole Blood Liquid Control Fluid (99-14727, 99-14728)

| Part number                                                      | Safety codes                                                    | Hazard statement                                     | Prevention                                                                                                                                                                                 | Response                                                  | Storage          | Disposal                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IDEXX Coag Dx™ Fresh Whole Blood Liquid Control Fluid 99-14727   | H361;<br>P201;<br>P202;<br>P280;<br>P303 + P313<br>P405<br>P501 | Suspected of damaging fertility or the unborn child. | Obtain special instructions before use.<br><br>Do not handle until all safety precautions have been read and understood.<br><br>Wear protective gloves/protective clothing/eye protection. | If exposed or concerned:<br>Get medical advice/attention. | Store locked up. | Dispose of contents/ container in accordance with local/regional/national/ international regulations |
| IDEXX Coag Dx™ Citrate Whole Blood Liquid Control Fluid 99-14728 |                                                                 |                                                      |                                                                                                                                                                                            |                                                           |                  |                                                                                                      |

If you have questions about this letter or additional safety concerns, email [productcompliance@idexx.com](mailto:productcompliance@idexx.com).  
For other product-related questions, please reach out to your local customer support team.



# Informations de sécurité du liquide de contrôle pour sang total frais et citraté Coag Dx (99-14727, 99-14728)

| Numéro de référence                                              | Codes de sécurité                               | Mention de danger                                        | Prévention                                                                                                                                                                                | Réponse                                                         | Stockage          | Élimination                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IDEXX Coag Dx™ Liquide de contrôle de sang total frais 99-14727  | H361;<br>P201;<br>P202;<br>P280;<br>P303 + P313 | Suspecté de nuire à la fertilité ou à l'enfant à naître. | Obtenez des instructions spéciales avant utilisation. Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité. Porter des gants/vêtements/lunettes de protection. | En cas d'exposition ou de préoccupation : consulter un médecin. | Garder sous clef. | Éliminer le contenu/récipient conformément aux réglementations locales/régionales/nationales/internationales |
| IDEXX Coag Dx™ Citrate Whole Blood Liquid Control Fluid 99-14728 | P405<br>P501                                    |                                                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                 |                   |                                                                                                              |

Si vous avez des questions à propos sur ce document ou des préoccupations supplémentaires en matière de sécurité, envoyez un email à [productcompliance@idexx.com](mailto:productcompliance@idexx.com). Pour toute autre question relative au produit, veuillez contacter l'équipe de votre support technique local.

# Informazioni di sicurezza per Coag Dx Liquido di controllo del sangue intero fresco e citrato (99-14727, 99-14728)

| Codice articolo                                                         | Codici di sicurezza                                     | Indicazioni di pericolo                                | Prevenzione                                                                                                                                                         | Risposta                                        | Conservazione            | Smaltimento                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IDEXX Coag DxTM Liquido di controllo del sangue intero fresco 99-14727  | H361;<br>P201;<br>P202;<br>P280;<br>P303 + P313<br>P405 | Sospettato di danneggiare la fertilità o il nascituro. | Ottenere istruzioni speciali prima dell'uso. Prima di maneggiare si prega di leggere attentamente le avvertenze. Indossare guanti, indumenti e occhiali protettivi. | Se esposti o interessati: consultare un medico. | Conservare sotto chiave. | Smaltire il prodotto/ recipiente in conformità alla regolamentazione locale/regionale/nazionale/ internazionale |
| IDEXX Coag DxTM Liquido di controllo del sangue intero citrato 99-14728 | P501                                                    |                                                        |                                                                                                                                                                     |                                                 |                          |                                                                                                                 |

Per qualsiasi domanda sulla presente informativa o per qualsiasi ulteriore problema di sicurezza, inviare una e-mail all'indirizzo [productcompliance@idexx.com](mailto:productcompliance@idexx.com).  
Per altre domande relative al prodotto, contattare l'assistenza clienti di zona.



# Información de seguridad para el líquido de control de sangre completa Coag Dx Fresh y Citrate (99-14727, 99-14728)

| Número de parte                                                           | Códigos de seguridad                                            | Indicaciones de peligro                              | Precauciones                                                                                                                                                                                                          | Respuesta                                                    | Almacenamiento                 | Eliminación                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Líquido de control de sangre completa fresca IDEXX Coag Dx™ 99-14727      | H361;<br>P201;<br>P202;<br>P280;<br>P303 + P313<br>P405<br>P501 | Se sospecha que puede dañar la fertilidad o al feto. | Obtenga instrucciones especiales antes de usar. No manipule el producto sin antes leer y comprender todas las advertencias de seguridad. Utilice guantes, ropa de protección y accesorios de seguridad para los ojos. | En caso de exposición o preocupación: consultar a un médico. | Guarde el producto bajo llave. | Desechar el contenido/ recipiente de acuerdo con las normativas locales/ regionales/nacionales/ internacionales. |
| Líquido de control de sangre completa con citrato IDEXX Coag Dx™ 99-14728 |                                                                 |                                                      |                                                                                                                                                                                                                       |                                                              |                                |                                                                                                                  |

Si tiene alguna duda sobre este documento u otras cuestiones relacionadas con la seguridad del producto, envíe un correo electrónico a [productcompliance@idexx.com](mailto:productcompliance@idexx.com).  
Para cualquier otra duda relacionada con el producto, póngase en contacto con su equipo local de servicio técnico.



# Sicherheitshinweise für Coag Dx Fresh and Citrate Whole Blood Liquid Control Fluid (99-14727, 99-14728)

| Artikelnummer                                                                | Sicherheitscode                                 | Gefahrenhinweis                                                                        | Prävention                                                                                                                                                                         | Maßnahmen                                                                                        | Lagerung                         | Entsorgung                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IDEXX Coag<br>Dx™ Fresh<br>Whole Blood<br>Liquid Control<br>Fluid 99-14727   | H361;<br>P201;<br>P202;<br>P280;<br>P303 + P313 | Kann die Fruchtbarkeit<br>beeinträchtigen oder<br>das Kind im Mutterleib<br>schädigen. | Vor Gebrauch besondere<br>Anweisungen einholen.<br>Vor Gebrauch alle<br>Sicherheitshinweise<br>lesen und verstehen.<br>Schutzhandschuhe/<br>Schutzkleidung/<br>Augenschutz tragen. | Falls exponiert oder<br>beunruhigt: Ärztlichen Rat<br>einholen / ärztliche Hilfe<br>hinzuziehen. | Unter Verschluss<br>aufbewahren. | Inhalt/Behälter gemäß<br>den lokalen / regionalen /<br>nationalen / internationalen<br>Richtlinien entsorgen |
| IDEXX Coag<br>Dx™ Citrate<br>Whole Blood<br>Liquid Control<br>Fluid 99-14728 | P405<br>P501                                    |                                                                                        |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                  |                                  |                                                                                                              |

Sollten Sie Fragen zu diesem Dokument oder weitere Sicherheitsbedenken haben, senden Sie eine E-Mail an [productcompliance@idexx.com](mailto:productcompliance@idexx.com).  
Für alle weiteren Fragen bezüglich des Produkts, wenden Sie sich bitte an Ihren Kundendienst vor Ort.



# Informações de segurança para o fluido de controle de sangue total Coag Dx Fresh e Citrate (99-14727, 99-14728)

| Artikelnummer                                                            | Sicherheitscode                                                 | Gefahrenhinweis                                    | Prävention                                                                                                                                                                              | Maßnahmen                                                           | Lagerung                     | Entsorgung                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fluido de controle para sangue total fresco IDEXX Coag Dx™ 99-14727      | H361;<br>P201;<br>P202;<br>P280;<br>P303 + P313<br>P405<br>P501 | Suspeito de causar danos à fertilidade ou ao feto. | Obtenha instruções especiais antes de usar. Não manusear até que todas as precauções de segurança sejam lidas e compreendidas. Use luvas de proteção/roupas protetoras/proteção ocular. | Se exposto ou preocupado: Obtenha orientação/acompanhamento médico. | Armazenar em local trancado. | Descarte o conteúdo/ recipiente de acordo com os regulamentos locais/regionais/nacionais/internacionais. |
| Fluido de controle para sangue total com citrato IDEXX Coag Dx™ 99-14728 |                                                                 |                                                    |                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                              |                                                                                                          |

Se tiver dúvidas sobre estas instruções ou questões de segurança adicionais, envie um e-mail para [productcompliance@idexx.com](mailto:productcompliance@idexx.com). Para outras perguntas relacionadas ao produto, entre em contato com sua equipe de suporte técnico local.



# Bezpečnostní informace ke kontrolní kapalině s čerstvou a citrátovou plnou krví Coag Dx (99-14727, 99-14728)

| Número de partida                                                   | Códigos de segurança                            | Declaração de Risco                                        | Prevenção                                                                                                                        | Resposta                                                                           | Armazenamento       | Descarte                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| IDEXX Coag Dx™ kapalina pro kontrolu z čerstvé plné krve 99-14727   | H361;<br>P201;<br>P202;<br>P280;<br>P303 + P313 | Podezření na poškození plodnosti nebo nenarozeného dítěte. | Před použitím si vyžádejte speciální pokyny. Nepoužívejte, dokud si nepřečtete všechna bezpečnostní opatření a neporozumíte jim. | V případě kontaktu s látkou nebo při obavách: vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. | Skladujte uzamčené. | Zlikvidujte obsah/obal v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy. |
| IDEXX Coag Dx™ kapalina pro kontrolu z citrátové plné krve 99-14728 | P405<br>P501                                    |                                                            | Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv, ochranné brýle.                                                                     |                                                                                    |                     |                                                                                            |

Pokud máte dotazy k tomuto dokumentu nebo další obavy o bezpečnost, zašlete e-mail na [productcompliance@idexx.com](mailto:productcompliance@idexx.com).  
V případě dalších dotazů týkajících se výrobku se obraťte na místní tým zákaznické podpory.



# Veiligheidsinformatie voor Coag Dx Fresh and Citraat Whole Blood Liquid Control Fluid (99-14727, 99-14728)

| Číslo dílu                                                     | Bezpečnostní kódy                               | Bezpečnostní upozornění                                               | Prevence                                                                                                                                                                                         | Reakce                                                   | Uchovávání                    | Likvidace                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IDEXX Coag Dx™ Fresh Whole Blood Liquid Control Fluid 99-14727 | H361;<br>P201;<br>P202;<br>P280;<br>P303 + P313 | Verdacht van het schaden van de vruchtbaarheid of het ongeboren kind. | Verkrijg speciale instructies voor gebruik. Niet gebruiken voordat alle veiligheidsmaatregelen zijn gelezen en begrepen. Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming dragen. | Indien blootgesteld of bezorgd: medisch advies inwinnen. | In afgesloten ruimte bewaren. | Inhoud/verpakking afvoeren volgens de lokale/ regionale/nationale/ internationale regelgeving. |
| IDEXX Coag Dx™ Citraat Gehele Bloed Vloeistof 99-14728         | P405<br>P501                                    |                                                                       |                                                                                                                                                                                                  |                                                          |                               |                                                                                                |

Als u vragen heeft over deze brief of als u aanvullende veiligheidsproblemen heeft, kunt u een e-mail sturen naar [productcompliance@idexx.com](mailto:productcompliance@idexx.com).

Voor andere productgerelateerde vragen kunt u contact opnemen met uw lokale klantenondersteuning.



# Informacje dotyczące bezpieczeństwa dla płynu kontrolnego Coag Dx Fresh and Citrate Whole Blood Liquid Control Fluid (99-14727, 99-14728)

| Numer katalogowy                                                        | Kody bezpieczeństwa                                     | Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia                                          | Zapobieganie                                                                                                                                                                                                                   | Reagowanie                                                                        | Przechowywanie                | Utylizacja                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Płyn kontrolny IDEXX Coag Dx™ Fresh Whole Blood Liquid Control 99-14727 | H361;<br>P201;<br>P202;<br>P280;<br>P303 + P313<br>P405 | Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność lub dziecko w łonie matki. | Przed użyciem należy zapoznać się ze specjalnymi instrukcjami. Nie używać bez uprzedniego przeczytania i zrozumienia wszystkich zaleceń dotyczących środków ostrożności. Nosić rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu. | W przypadku narażenia lub obaw: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza. | Przechowywać pod zamknięciem. | Zawartość/pojemnik zutylizować zgodnie z przepisami lokalnymi/ regionalnymi/krajowymi/ międzynarodowymi |
| Płyn kontrolny do krwi pełnej z cytrynianem IDEXX Coag Dx™ 99-14728     | P501                                                    |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                   |                               |                                                                                                         |

W przypadku pytań dotyczących tego dokumentu lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa prosimy o kontakt pod adresem [productcompliance@idexx.com](mailto:productcompliance@idexx.com).  
W przypadku innych pytań dotyczących produktu prosimy o kontakt z lokalnym zespołem obsługi klienta.



# Coag Dx Fresh 和 Citrate 全血质控液的安全信息 (99-14727, 99-14728)

| 产品编号                                  | 安全代码                                            | 危险性说明               | 预防措施                                              | 事故响应                | 储存           | 废弃处置                    |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------|---------------------|--------------|-------------------------|
| IDEXX Coag Dx™ Fresh 全血质控液 99-14727   | H361;<br>P201;<br>P202;<br>P280;<br>P303 + P313 | 怀疑对生育能力或未出生的孩子造成损害。 | 使用前请获取特别说明。在阅读并理解所有安全预防措施之前，请勿处理。佩戴防护手套/防护服/眼部保护。 | 如果接触或有疑虑：寻求医疗建议/注意。 | 存放在可以被锁定的地方。 | 按照地方/区域/国家/国际法规处置内装物/容器 |
| IDEXX Coag Dx™ Citrate 全血质控液 99-14728 | P405<br>P501                                    |                     |                                                   |                     |              |                         |

如果您对本说明存有任何疑问或有其他安全疑虑，请发送电子邮件至 [productcompliance@idexx.com](mailto:productcompliance@idexx.com)。  
与产品相关的其他问题，请联系您当地的客户支持团队。



# Coag Dx Fresh 和 Citrate 全血液體控制液 (99-14727, 99-14728) 的安全資訊

| 物件編號                                            | 安全代碼                                            | 危害聲明          | 預防                                                 | 反應                  | 儲存      | 處置                      |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------|---------------------|---------|-------------------------|
| IDEXX Coag Dx™ Fresh Whole Blood 液體控制液 99-14727 | H361;<br>P201;<br>P202;<br>P280;<br>P303 + P313 | 懷疑會損害生育能力或胎兒。 | 使用前請取得特殊說明。在閱讀並理解所有安全預防措施之前，請勿操作。戴防護手套/穿防護服/戴防護眼罩。 | 如果接觸過或擔心：尋求醫療建議/注意。 | 存放處請上鎖。 | 依照當地/地區/國家/國際法規丟棄內容物/容器 |
| IDEXX Coag Dx™ Citrate 全血液體控制液 99-14728         | P405<br>P501                                    |               |                                                    |                     |         |                         |

如果您對此說明有任何疑問或其他安全疑慮，請寫電子郵件至 [productcompliance@idexx.com](mailto:productcompliance@idexx.com)。其他產品相關問題，請洽詢您當地的客戶支援團隊。



# Coag Dx Fresh and Citrate Whole Blood Liquid Control Fluid 에 대한 안전 정보 (99-14727, 99-14728)

| 부품 번호                                                                           | 안전 코드                                           | 유해/위험                           | 예방 조치                                                                                           | 응급 조치                                  | 보관/저장                  | 폐기 처분                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|
| IDEXX Coag<br>Dx™ Fresh<br>Whole Blood<br>Liquid Control<br>Fluid 99-14727      | H361;<br>P201;<br>P202;<br>P280;<br>P303 + P313 | 생식력 또는 태아에게 해를<br>끼칠 것으로 의심됩니다. | 사용하기 전에 특별 지침을<br>숙지하십시오. 모든 안전<br>주의 사항을 읽고 이해할<br>때까지 취급하지 마십시오.<br>보호 장갑/보호복/보안경을<br>착용하십시오. | 노출되거나 우려되는<br>경우: 의학적 조언/치료를<br>받으십시오. | 잠금장치가 있는<br>곳에 보관하십시오. | 관련 법규에 명시된 내용에<br>따라 내용물과 용기를<br>폐기하십시오. |
| IDEXX Coag<br>Dx™ Citrate<br>Whole Blood<br>Liquid Control<br>Fluid<br>99-14728 | P405<br>P501                                    |                                 |                                                                                                 |                                        |                        |                                          |

본 문서의 내용에 대해 궁금한 점이 있으시거나 다른 안전 관련 우려 사항이 있는 경우 [productcompliance@idexx.com](mailto:productcompliance@idexx.com)으로 이메일을 보내주십시오.  
기타 제품 관련 문의 사항은 해당 지역 고객 지원 팀으로 문의해 주시기 바랍니다.



# ข้อมูลความปลอดภัยสำหรับ Coag Dx Fresh และ Citrate Whole Blood Liquid Control Fluid (99-14727, 99-14728)

| หมายเลขชิ้นส่วน                                                  | รหัสความปลอดภัย                          | ข้อความแสดงความเป็นอันตราย                                     | การป้องกัน                                                                                                                                     | การตอบสนอง                                                    | การเก็บรักษา     | การจัด                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| IDEXX Coag Dx™ Fresh Whole Blood Liquid Control Fluid 99-14727   | H361; P201; P202; P280; P303 + P313 P405 | อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อความสามารถในการมีบุตรหรือเด็กในครรภ์ | อ่านคำแนะนำพิเศษก่อนการใช้งาน ห้ามจัดการจนกว่าจะได้อ่านและเข้าใจมาตรการความปลอดภัยทั้งหมด สวมถุงมือป้องกัน/เสื้อผ้าป้องกัน/อุปกรณ์ป้องกันดวงตา | หากสัมผัสผิวหนังหรือมีความกังวล: ขอคำแนะนำ/การดูแลทางการแพทย์ | เก็บในที่ปลอดภัย | การจัดสารเคมี/ภาชนะบรรจุให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับท้องถิ่น/ภูมิภาค/ระดับชาติ/ระหว่างประเทศ |
| IDEXX Coag Dx™ Citrate Whole Blood Liquid Control Fluid 99-14728 | P501                                     |                                                                |                                                                                                                                                |                                                               |                  |                                                                                              |

หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับประกาศฉบับนี้หรือมีความกังวลด้านความปลอดภัยเพิ่มเติม ให้ส่งอีเมลไปที่ [productcompliance@idexx.com](mailto:productcompliance@idexx.com). สำหรับคำถามอื่นๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ โปรดติดต่อทีมดูแลลูกค้าท้องถิ่นของคุณ



# Coag Dx Fresh and Citrate Whole Blood Liquid Control Fluid (99-14727, 99-14728)の安全性情報

| 部品番号                                                                               | 安全規格                                                            | 危険有害性情報                    | 予防                                                                      | 対応                          | 保管            | 廃棄                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|----------------------------------|
| IDEXX Coag Dx™ Fresh Whole Blood Liquid Control Fluid (新鮮な全血液体コントロール液) 99-14727    | H361;<br>P201;<br>P202;<br>P280;<br>P303 + P313<br>P405<br>P501 | 生殖能力または胎児に悪影響を及ぼすおそれがあります。 | 使用前に特別な指示を確認してください。すべての安全上の注意を読んで理解するまで、取り扱ってはいけません。保護手袋/保護衣/保護眼鏡を着用する。 | 曝露または懸念がある場合:医師の診察を受けてください。 | 施錠して保管してください。 | 内容物や容器は、地域、国、国際的な規制に従って廃棄してください。 |
| IDEXX Coag Dx™ Citrate Whole Blood Liquid Control Fluid (クエン酸塩全血液コントロール液) 99-14728 |                                                                 |                            |                                                                         |                             |               |                                  |

この文書または追加の安全上の問題についてご質問がある場合は、[productcompliance@idexx.com](mailto:productcompliance@idexx.com)まで電子メールをお送りください。製品に関するその他の質問については、アイデックス テクニカルサポートへお問い合わせください。

