

CÓDIGO CLIENTE		CENTRO VETERINARIO		POBLACIÓN		ETIQUETA		
PACIENTE		TUTOR/PROPIETARIO		MICROCHIP				
perro gato		RAZA	FECHA DE NACIMIENTO		macho hembra esterilizado			
NÚMERO DE TUBOS ENVIADOS		TIPO DE MUESTRA		FECHA DE EXTRACCIÓN				
HISTORIA CLÍNICA								

PRUEBAS		ALÉRGENOS	MATERIAL	VOLUMEN	TAT
SCREENING					
☐ TSAL	Screening Alérgenos Alimentarios	Valoración cualitativa de alérgenos de origen animal y alérgenos de origen vegetal	Suero separado, Plasma Heparina, Plasma EDTA	1.5 ml	5
☐ TSAM	Screening Alérgenos Ambientales	Valoración cualitativa de alérgenos de exterior y alérgenos de interior	Suero separado, Plasma Heparina, Plasma EDTA	1.5 ml	5
☐ TSCO	Screening Combinado (Ambiental + Alimentario)		Suero separado, Plasma Heparina, Plasma EDTA	1.5 ml	5
PERFILES ALERGIAS					
☐ PAAL	Perfil Alimentario	Cuantificación de IgE de 12 alérgenos: Proteína animal (ternera, pollo, cerdo, huevo, leche, mezcla de pescados, cordero), Proteína vegetal (trigo, soja, patata, arroz, maíz)	Suero separado, Plasma Heparina, Plasma EDTA	1.5 ml	5
☐ PAAP	Perfil Alimentario Plus	Cuantificación de IgE de 24 alérgenos: Proteína animal (ternera, pollo, cerdo, huevo, leche, mezcla de pescados, cordero, pato, conejo, salmón, trucha, pavo), Proteína vegetal (trigo, soja, patata, arroz, maíz, cebada, zanahoria, judía verde, guisante, avena, boniato, tapioca)	Suero separado, Plasma Heparina, Plasma EDTA	1.5 ml	5
☐ PEEX	Perfil Ambiental Exterior	Cuantificación de IgE de 12 alérgenos: Pólenes de gramíneas (Fleó, Ballico, Grama común), pólenes de malas hierbas (Acedera, Plantaina, Cenizo blanco, Taraxacum spp., Parietaria) y pólenes de árboles (Abedul, Olivo, Ciprés, Plátano)	Suero separado, Plasma Heparina, Plasma EDTA	1.5 ml	5
☐ PEIN	Perfil Ambiental Interior	Cuantificación de IgE de 10 alérgenos: Ácaros del polvo (Dermatophagoides farinae, D. pteronyssinus), Ácaros del almacenamiento (Tyrophagus putrescentiae, Lepidoglyphus destructor, Acarus siro), Hongos (Aspergillus fumigatus, Penicillium spp., Alternaria alternata), Saliva de Pulga y Malassezia spp.	Suero separado, Plasma Heparina, Plasma EDTA	1.5 ml	5
☐ PUEI	Perfil Ambiental Completo (Perfil Ambiental Exterior + Interior)	Cuantificación de IgE de 24 alérgenos: Pólenes de gramíneas (Fleó, Dactilo, Poa común, Ballico, Grama común), pólenes de malas hierbas (Acedera, Plantaina, Cenizo blanco, Taraxacum spp., Parietaria), pólenes de árboles (Abedul, Olivo, Ciprés, Plátano), Ácaros del polvo (Dermatophagoides farinae, D. pteronyssinus), Ácaros del almacenamiento (Tyrophagus putrescentiae, Lepidoglyphus destructor, Acarus siro), Hongos (Aspergillus fumigatus, Penicillium spp., Alternaria alternata), Saliva de Pulga y Malassezia spp.	Suero separado, Plasma Heparina, Plasma EDTA	1.5 ml	5
☐ PUPS	Perfil Ambiental Completo Post Screening	Sólo en caso de haber realizado Screening Alérgenos Ambientales o Combinado. Misma composición de alérgenos que Perfil Ambiental Completo (24 alérgenos)	Suero separado, Plasma Heparina, Plasma EDTA	1.5 ml	5
☐ PAHE	Perfil Ambiental felino	Cuantificación de IgE de 24 alérgenos: Pólenes de gramíneas (Fleó, Ballico, Grama común), pólenes de malas hierbas (Acedera, Plantaina, Cenizo blanco, Taraxacum vulgare., Parietaria, Ambrosia, Ortiga, Artemisa, Aligustre), pólenes de árboles (Abedul, Olivo, Ciprés, Plátano, Pinus spp.), Ácaros del polvo (Dermatophagoides farinae, D. pteronyssinus), Ácaros del almacenamiento (Tyrophagus putrescentiae, Acarus siro), Hongos (Aspergillus niger, Penicillium notatum., Alternaria alternata)	Suero separado	1 ml	10
OTROS					
☐ PSPU	Saliva de Pulga (IgE)		Suero separado, Plasma Heparina, Plasma EDTA	1.5 ml	9

COMENTARIOS

En caso de requerir inmunoterapia, solicite el formulario específico por email: laboratorio@idexx.com, o consulte www.idexx.es

IDEXX considera que el procesamiento adecuado de los datos personales es muy importante, y ha adoptado la política de privacidad que se puede encontrar en www.idexx.com/privacy